



Neu bei PUMPERSWORLD: Bullmaster und Bullmaster Magnum



Der Bullmaster ist ein anatomisch geformter Zylinder für Penis und Hodensack. Der Zylinder verfügt über Ausbuchtungen für den Penis und seitlich für die Hoden. Dadurch passt er sich ideal an die Anatomie des Mannes an. Der wulstige Dichtungsring aus Vinyl oder Silicon garantiert



einen perfekten Sitz und verhindert ein Ansaugen der umliegenden Hautpartien während des Pumpens. Zudem kann dieser Ring auch nach dem Pumpen, vergleichbar einem sehr breiten, wulstigen Cockring, hinter Penis und Hodensack verbleiben, nachdem der Zylinder abgenommen wurde. Die Öffnung des Bullmasters ist 4,00" / 10,16 cm. Durch den Dichtungsring verkleinert sich diese Öffnung auf 2,75" / 7,00 cm.

PUMPERSWORLD Postfach 10 32 03 D-20022 Hamburg
Greifswalder Str. 23 D-20099 Hamburg

Telefon +49 (0) 172 - 7435395
Fax +49 (0) 172 - 7435395
Email shop@pumpersworld.de
www.pumpersworld.de

Steuernummer: 22 420 09803

© by PUMPERSWORLD 2008

Material und Ausführung

Der Bullmaster ist ein hochwertiges Produkt aus thermisch bearbeitetem Acryl. Er zeichnet sich durch ein schönes Finish mit glatten Übergänge aus. Der Bullmaster verfügt über das bewährte Schnellkupplungs-Ventil. Dieses passt zu allen PUMPERSWORLD-Vakuumpumpen. Bullmaster und Bullmaster-Magnum sind mit dem extra-soften Dichtungsring aus Silicon oder mit dem Standard Ring aus Vinyl lieferbar. Der Ring aus Silicon ist deutlich teurer, hat dafür aber eine wesentlich längere Lebensdauer. Die Ringe sind als Ersatzteile bei PUMPERSWORLD erhältlich.

Worin liegt der Unterschied zwischen Bullmaster und Bullmaster Magnum?



Der Unterschied zwischen Bullmaster und Bullmaster Magnum besteht darin, dass die Magnum-Ausführung zirka 2,5 cm länger ist und die Ausbuchtungen für den Penis und seitlich für die Hoden etwas größer ausfallen. Die Ausbuchtungen beginnen beim Bullmaster bei ca. 5 cm - gemessen vom unteren Rand des Zylinders mit aufgestecktem Ring. Beim Bullmaster Magnum beginnen die Ausbuchtungen nach ca. 6,5 cm – gemessen vom unteren Rand des Zylinders. Auch der Bullmaster bietet sehr viel Raum zum Ausdehnen. Es ist nicht zwangsläufig sinnvoll von Anfang an die Magnum-Version zu verwenden. Anfängern empfehlen wir den Bullmaster. Fortgeschrittene Pumper können mit dem Bullmaster Magnum die bisher erzielten Ergebnisse weiter steigern. Ein weiterer Anhaltspunkt zur Auswahl der passenden Version

sind die anatomischen Gegebenheiten des Hodensacks. Ist viel Haut vorhanden und hängt der Sack weit nach unten durch, so ist dies ein Zeichen, dass er sich beim Pumpen stark ausdehnen kann. In diesem Falle ist u.U. der Bullmaster Magnum die richtige Wahl.

Die Abmessungen im Überblick

	Durchmesser des Zylinders - ohne den Ring	Öffnung des Zylinders - mit aufgesetztem Ring	Gesamtlänge des Zylinders mit aufgesetztem Ring
Bullmaster	4,00" / 10,18 cm	2,75" / 7,00 cm	ca. 25 cm
Bullmaster Magnum	4,00" / 10,18 cm	2,75" / 7,00 cm	ca. 27 cm

Preis im Überblick

	mit Vinyl-Ring	mit Silicon-Ring	Gesamtlänge des Zylinders
Bullmaster	295 EUR	345 EUR	ca. 23 cm
Bullmaster Magnum	305 EUR	355 EUR	ca. 25 cm

Weitere Fragen

Sollten Sie weitere Fragen zu den Bullmaster-Zylinder haben, so stehe ich Ihnen per Email an: shop@pumpersworld.de oder telefonisch unter 0172-7435395 gerne zur Verfügung.

PUMPERSWORLD Postfach 10 32 03 D-20022 Hamburg
Greifswalder Str. 23 D-20099 Hamburg

Telefon +49 (0) 172 - 7435395
Fax +49 (0) 172 - 7435395
Email shop@pumpersworld.de
www.pumpersworld.de

Steuernummer: 22 420 09803

© by PUMPERSWORLD 2008